

Kaninchen Anti-Maus/Ratte Cd31/Pecam1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q08481

Artikelnummer: CM0010748

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CD31/PECAM1 für Durchflusszytometrie. Erkennt Maus- und Ratten-CD31, ein Zelladhäsionsmolekül, das für die transendotheliale Migration von Leukozyten und endotheliale Zell-Zell-Interaktionen entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus/Ratte CD31/PECAM1 mAk
Bemerkungen/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	5175
Gen-ID (Maus)	18613
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-220 von Maus-CD31 (NP_001292086.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q08481
Proteingewicht	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Versand	Eisbeutel