

Kaninchen-Anti-Maus/Ratte-Cd54-Mab - P13597

Artikelnummer: CM0012803

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD54 (ICAM-1) von Maus/Ratte für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein 59-kDa-Zelladhäsionsmolekül, das für die Leukozytenmigration und die Immunantwort entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus/Ratte-CD54-mAb
Bemerkungen/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	3383
Gen-ID	15894
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 28-485 von Maus-CD54 (NP_034623.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P13597
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Ice-Bag