

Kaninchen Anti-Maus/Ratte Cd54 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P13597

Artikelnummer: CM0010085

Einführung

-konjugierter kaninchener monoklonaler Antikörper gegen Maus/Ratte CD54 (ICAM-1), validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von Leukozytenadhäsion, Entzündungen und Interaktionen von Immunzellen. Reagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus/Ratte CD54 mAk
Bemerkungen/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3383
GenID	15894
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-485 von Maus-CD54 (NP_034623.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P13597
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel