

Kaninchen Anti-Maus/Ratte Cd54 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P13597

Artikelnummer: CM0008395

Einführung

-konjugierter kaninchener anti-maus/ratte CD54 (ICAM-1) monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Detektiert ein Protein von ~59 kDa, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Leukozytenadhäsion und der transendothelialen Migration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus/Ratte CD54 mAk
Bemerkungen/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3383
Gen-ID (Maus)	15894
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 28-485 von Maus-CD54 (NP_034623.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P13597
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel