

Kaninchen Anti-Myh7/ β -Mhc Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P12883

Artikelnummer: CM0030330



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MYH7/ β -MHC (Myosin-7). Validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für Herz- und Skelettmuskelforschung, einschließlich Kardiomyopathie-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH7/ β -MHC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B; MYH7/ β -MHC
Spezies	Human
GeneID (Human)	4625
GeneID	4625
Immunogen	Synthetisches Peptid / Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1700-1800 von humanem MYH7/ β -MHC (NP_000248.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12883
Proteingewicht	223kDa
Versand	Eistasche