

Kaninchen Anti-Nhp IgD Mab - Anti-Nhp IgD

Artikelnummer: CM0010799

Einführung

Kaninchen anti-NHP IgD mAb ist ein monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie, der reaktiv gegen Cynomolgus- und Rhesusaffen-IgD ist. Ideal für die Immunphänotypisierungsforschung an nicht-menschlichen Primaten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-NHP IgD mAb
Spezies	Cynomolgus-Affe
Immunogen	Rekombinantes Protein der schweren Kette von Cynomolgus-Affen-Immunglobulin Delta
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Cynomolgus, Rhesus
Versand	Eisbeutel