

Kaninchen Anti-Nhp Igd Mab - Monoklonaler Antikörper Gegen Nhp Igd

Artikelnummer: CM0003985

Einführung

monoklonaler Kaninchenantikörper gegen NHP IgD für die Durchflusszytometrie. Entwickelt für den Nachweis von Immunglobulin D bei Krabbenessern und Rhesusaffen in der Forschung an nichtmenschlichen Primaten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-NHP IgD mAb
Spezies	Krabbenesser (Cynomolgusaffe)
Immunogen	Rekombinantes Protein der Immunglobulin-Delta-Schwerkette des Cynomolgusaffen
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Cynomolgusaffen, Rhesusaffen
Versand	Eisbeutel