

Kaninchen Anti-Nhp Igd Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Nhp Igd

Artikelnummer: CM0003972

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen nicht-menschliches Primaten-IgD, geeignet für die Durchflusszytometrie (FC) mit Kreuzreaktivität zu Proben von Javaneraffen und Rhesusaffen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-NHP IgD mAb
Spezies	Javaneraffe
Immunogen	Rekombinantes Protein der Immunglobulin-Delta-Schwerkette des Javaneraffen
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Javaneraffe, Rhesusaffe
Versand	Kühltasche