


Kaninchen Anti-Ogfod1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N543

Artikelnummer: CM0018956



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes OGFOD1 (TPA1), validiert für Western Blot und ELISA. Ziel ist das 63kDa Prolin-3-Hydroxylase, das an der Translationsbeendigung und der Bildung von Stressgranula beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OGFOD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TPA1; OGFOD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55239
GenID	55239
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-140 von humanem OGFOD1 (NP_060703.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N543
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel