


Kaninchen Anti-Orc3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubd5

Artikelnummer: CM0016776



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches ORC3, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Funktion des Ursprungs-Erkennungskomplexes, der Initiation der DNA-Replikation und der epigenetischen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ORC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LAT; ORC3L; LATHEO; ORC3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23595
Gen-ID	23595
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-240 von menschlichem ORC3 (NP_036513.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBD5
Proteinmasse	82kDa
Versand	Eisbeutel