

Kaninchen Anti-P70 S6 Kinase 2 Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q9UBS0

Artikelnummer: CM0006227

Einführung

Dieser kaninchenmonoklonale Antikörper detektiert humanes, murines und rattiges ribosomales Protein S6 Kinase beta-2 (p70 S6K2), eine Schlüsselkinase des mTOR-Signalwegs. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p70 S6 Kinase 2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KLS, SRK, S6K2, S6KB, STK14B, S6KI(2), S6Kbeta, p70S6Kb, P70-beta, S6K-beta2, P70-beta-1, P70-beta-2, p70(S6K)-beta, p70 S6 Kinase 2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6199
Gen-ID	6199
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-120 des humanen p70 S6 Kinase 2 (Q9UBS0) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBS0
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel