

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Perk Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzj5

Artikelnummer: CM0019889



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PERK (EIF2AK3/PEK), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-PERK. Ein wichtiges Instrument für die Erforschung der ungefalteten Proteinantwort und der Stresssignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PERK-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PEK; WRS; PERK
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9451
GeneID	9451
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 867-1116 des humanen PERK (NP_004827.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZJ5
Proteingewicht	125 kDa
Versand	Eisbeutel