

Kaninchen Anti-Schwein Cd138 Monoklonaler Antikörper Für Fc - K7Gnf5

Artikelnummer: CM0009367

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Schweine-CD138 (Syndecan-1, 32 kDa Proteoglykan) für Durchflusszytometrie. Zielt auf die extrazelluläre Domäne (aa 23-250, UniProt K7GNF5).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Schwein CD138 mAb
Bemerkungen/Alias	SDC1
Spezies	Schwein
Gen-ID (Mensch)	6382
Gen-ID	100519770
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 23-250 von Schweine-CD138 (NP_001230119.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Schwein
SWISS	K7GNF5
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel