

Kaninchen Anti-Schwein Cd27 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - L7Qhb1

Artikelnummer: CM0005795

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Schwein-CD27 für die Durchflusszytometrie. Erkennt Schwein-CD27, einen kostimulatorischen Immun-Checkpoint-Rezeptor. Ideal für Studien zu T-Zell-Aktivierung, Gedächtnis und B-Zell-Überwachung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Schwein CD27 mAb
Spezies	Schwein
GeneID (Mensch)	939
GeneID	100520023
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-180 von Schwein-CD27 (NP_001265692.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Schwein
SWISS	L7QHB1
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eisbeutel