

Kaninchen Anti-Schwein Cd3G Monoklonaler Antikörper - Cd3G

Artikelnummer: CM0011785

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der Schweine-CD3G für Durchflusszytometrie-Anwendungen targetiert. Ermöglicht zuverlässige Detektion von CD3G in porzinen Proben, geeignet für Studien zur T-Zell-Immunophänotypisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Schwein CD3G Monoklonaler Antikörper
Spezies	Schwein
Gen-ID (Mensch)	917
Gen-ID	494013
Immunogen	Rekombinantes Protein des Schweine-CD3G
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Schwein
Versand	Eisbeutel