

Kaninchen Anti-Schwein Cd3G Monoklonaler Antikörper - Cd3G

Artikelnummer: CM0011730

Einführung

-konjugierter kaninchener monoklonaler Antikörper, der gegen Schweine-CD3G gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für Schweineproben; dieser Antikörper unterstützt die Analyse von T-Zell-Oberflächenmarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Schwein CD3G mAk
Spezies	Schwein
Gen-ID (Mensch)	917
Gen-ID	494013
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-120 von Schweine-CD3G entspricht. (NP_001008686.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Schwein
Versand	Eisbeutel