

Kaninchen-Anti-Schwein-Cd4-Mab - Cd4

Artikelnummer: CM0008585

Einführung

monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Schweine-CD4 für die Durchflusszytometrie. Für Schweineproben validiert, Immunogen aus der extrazellulären Domäne von Schweine-CD4. Zuverlässiges Hilfsmittel für die T-Zell-Forschung in Schweinemodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Schwein-CD4-mAb
Bemerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Art	Schwein
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID	404704
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Schwein
Versand	Kühlakku