

Kaninchen-Anti-Schwein-Cd4-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Cd4

Artikelnummer: CM0007981

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Schweine-CD4, entwickelt für Anwendungen in der Durchflusszytometrie. Reagiert spezifisch mit porcinem CD4 und unterstützt die Immunzellprofilierung in Forschungsmodellen mit Schweinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Schwein-CD4-mAb
Bemerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Art	Schwein
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID	404704
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 28-395 des Schweine-CD4 entspricht (NP_001001908.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Schwein
Versand	Kühlakku