

Kaninchen Anti-Schwein Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Fc - A0A287A9Y5

Artikelnummer: CM0011303

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, konjugiert mit , spezifisch für Schweine-CD8a, validiert für Durchflusszytometrie. Zielt auf T-Zell-Oberflächenglykoprotein ab, das an der adaptiven Immunität beteiligt ist. Ideal für schweineimmunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Schwein CD8a mAk
Spezies	Schwein
Gen-ID (Mensch)	925
Gen-ID	396627
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-184 von Schweine-CD8a (XP_005662451.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Schwein
SWISS	A0A287A9Y5
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel