

Kaninchen-Anti-Schwein-Cd8A-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - A0A287A9Y5

Artikelnummer: CM0010808

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-Schwein-CD8a-Antikörper, speziell für die Durchflusszytometrie entwickelt. Ziel ist das T-Zell-Oberflächen-Glykoprotein CD8a (SWISS: A0A287A9Y5) mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 26 kDa. Geeignet zum Nachweis zytotoxischer T-Zellen in Proben vom Schwein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Schwein-CD8a-mAb
Art	Schwein
Gen-ID (Mensch)	925
Gen-ID	396627
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 25-184 des Schweine-CD8a entspricht (XP_005662451.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Schwein
SWISS	A0A287A9Y5
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku