

Kaninchen-Anti-Ppbp-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P02775

Artikelnummer: CM0019852



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches PPBP, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichem PPBP (CXCL7), einem Chemokin, das an der Neutrophilenaktivierung, antimikrobiellen Abwehr und Wachstumsfaktoraktivitäten beteiligt ist. Geeignet für Zytokinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPBP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPBP; B-TG1; Beta-TG; CTAP-III; CTAP3; CTAPIII; CXCL7; LA-PF4; LDGF; MDGF; NAP-2; PBP; SCYB7; TC1; TC2; TGB; TGB1; THBGB; THBGB1; Plättchen-Basisprotein
Spezies	Mensch
Gen-ID	5473 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 59-128 von menschlichem PPBP (NP_002695.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02775
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel