

Kaninchen Anti-Puromycin Mab - Puromycin

Artikelnummer: CM0012423

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Anti-Puromycin-Antikörper für Durchflusszytometrie (intrazellulär). Speziesunabhängige Nachweisführung für Puromycin-Markierungsassays. Geeignet für die Verwendung als IVD-Rohmaterial.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Puromycin mAb
Bemerkungen/Alias	Puromycin
Gen-ID (Mensch)	CAS:58-58-2
Gen-ID	CAS:58-58-2
Immunogen	Chemische Verbindungen, die Puromycin entsprechen
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Krossreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Eisbeutel