

Kaninchen-Anti-Puromycin-Monoklonaler Antikörper - Puromycin

Artikelnummer: CM0010539

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Puromycin für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Die speziesunabhängige Reaktivität ermöglicht den Nachweis in allen Modellen. Ideal zur Überwachung der Proteinsynthese und für Puromycin-Inkorporationsassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-Puromycin-mAb
Bemerkungen/Alias	Puromycin
Gen-ID	CAS:58-58-2
Immunogen	Chemische Verbindungen, die Puromycin entsprechen
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Kühlakku