

## Kaninchen Anti-Puromycin Monoklonaler Antikörper - Puromycin

Artikelnummer: CM0005708

### Einführung

Hohe Qualität Kaninchen Anti-Puromycin monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (intrazellulär). Artenunabhängiger Nachweis von Puromycin. Ideal für die Proteinbiosynthese-Forschung und Puromycin-Einbau-Assays.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen Anti-Puromycin mAk                      |
| Bemerkungen/Alias | Puromycin                                         |
| Spezies           | Kaninchen                                         |
| Gen-ID            | CAS:58-58-2                                       |
| Immunogen         | Chemische Verbindungen, die Puromycin entsprechen |
| Quelle            | Kaninchen                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                            |
| Anwendung         | FC (intra)                                        |
| Kreuzreaktivität  | Artenunabhängig                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                         |