

Kaninchen-Anti-Ratte-CD31-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q3Swt0

Artikelnummer: CM0011228

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD31 der Ratte, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein 76-kDa-Plättchen-endotheliales Zelladhäsionsmolekül, das an der transendothelialen Migration von Leukozyten und der Zelladhäsion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Kaninchen-anti-Ratte-CD31-mAb
Bemerkungen/Alias	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Art	Ratte
GeneID (Mensch)	5175
GeneID	29583
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18–585 des Ratten-CD31 entspricht (NP_113779.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q3SWT0
Proteinmasse	76 kDa
Versand	Kühlakku