

Kaninchen Anti-Ratte Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P05540

Artikelnummer: CM0011475



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Ratten-CD4 (Klon Ly49/Klra1), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Erforschung der T-Zell-Biologie, der Immunantwort und von MHC-Klasse-II-Interaktionen. Geeignet für Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Ratte CD4 mAb
Bemerkungen/Alias	Ly49; Klra1; Ly49s2
Spezies	Ratte
Gen-ID (Human)	920
Gen-ID	24933
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-394 von Ratten-CD4 (NP_036837.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P05540
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel