

Kaninchen Anti-Ratte Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05540

Artikelnummer: CM0007779



Einführung

-konjugierter kaninchener anti-ratte CD4 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt Ratten-CD4 (P05540), einen T-Zell-Korezeptor, der für Studien zur Immunantwort unerlässlich ist. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Ratte CD4 mAk
Bemerkungen/Alias	Ly49; Klra1; Ly49s2
Spezies	Ratte
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID	24933
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-394 von Ratten-CD4 (NP_036837.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P05540
Proteinmolekulargewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel