

Kaninchen-Anti-Ratte-Icam-1/Cd54-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q00238

Artikelnummer: CM0011579

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Ratten-ICAM-1/CD54 (SWISS: Q00238). Für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC) validiert, ideal zur Untersuchung der Leukozytenadhäsion und der transendothelialen Migration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Ratte-ICAM-1/CD54-mAb
Bemerkungen/Alias	CD54; ICAM; Icam1
Art	Ratte
GeneID (Mensch)	3383
GeneID	25464
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 28–493 der Ratten-ICAM-1/CD54 (NP_037099.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q00238
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku