

Kaninchen Anti-Ratte Icam-1/Cd54 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q00238

Artikelnummer: CM0004760

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-Ratten-ICAM-1/CD54-Antikörper für durchflusszytometrische Anwendungen. Dieser Antikörper erkennt spezifisch Ratten-CD54, ein Zelladhäsionsmolekül, das für Leukozyten-Endothel-Interaktionen und Immunantworten entscheidend ist. Geeignet für Rattenmodelle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Ratte ICAM-1/CD54 mAb
Anmerkungen/Alias	CD54; ICAM; Icam1
Spezies	Ratte
GeneID (Mensch)	3383
GeneID	25464
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-493 von Ratten-ICAM-1/CD54 (NP_037099.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q00238
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel