

Kaninchen-Anti-Ratte-Ifn-Gamma-Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P01581

Artikelnummer: CM0008659

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Ratten-IFN-gamma, konjugiert mit für die intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC). Auf Kreuzreaktivität mit Ratten validiert, geeignet für Studien zur Immunantwort und Zytokinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Ratte-IFN-gamma-mAb
Alias	If2f, IFNG2, IFN gamma
Art	Ratte
Gen-ID (Mensch)	3458
Gen-ID	25712
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-156 des Ratten-IFN-gamma (NP_620235.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P01581
Proteingewicht	18 kDa
Versandbedingung	Ice-Bag