


Kaninchen-Anti-Rps6Ka6-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uk32

Artikelnummer: CM0015674



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen RPS6KA6 (RSK4) für WB und ELISA. Diese konstitutiv aktive Serin/Threonin-Kinase ist am p53-abhängigen Zellwachstumsstopp beteiligt und eignet sich für die Forschung an menschlichen und murinen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS6KA6-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	RSK4, RSK-4, p90RSK6, PP90RSK4, S6K-alpha-6, RPS6KA6
Art	Mensch
Gen-ID	27330
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 646-745 des humanen RPS6KA6 (NP_055311.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9UK32
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Kühlakku