

Kaninchen-Anti-Shp/Nr0B2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15466

Artikelnummer: CM0024298



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SHP/NR0B2 (SWISS: Q15466). Validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Kernrezeptor-Signalwegen und Stoffwechselprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHP/NR0B2 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	SHP; SHP1; SHP/NR0B2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8431
Gen-ID	8431
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 40-124 des humanen SHP/NR0B2 (NP_068804.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q15466
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel