


Kaninchen Anti-Spdya Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5Mj70

Artikelnummer: CM0019868



Einführung

Dieser SPDYA-Kaninchen-polyklonale Antikörper erkennt das Speedy-Protein A (Spy1/RINGO A) und eignet sich für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte und erleichtert Studien zum G1/S-Übergang und zu DNA-Schäden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPDYA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPY1; SPDY1; RINGO3; RINGOA; SPDYA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	245711
Gen-ID	245711
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-313 von menschlichem SPDYA (NP_877433.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5MJ70
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel