

## Kaninchen Anti-Thumpd3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv44

Artikelnummer: CM0015821

### Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen THUMPD3, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur tRNA-Modifizierung und Methylierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter              | Wert                                                                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname            | THUMPD3 Kaninchen pAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias      | THUMPD3                                                                                                                             |
| Spezies                | Mensch                                                                                                                              |
| Gen-ID (Mensch)        | 25917                                                                                                                               |
| Immunogen              | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von menschlichem THUMPD3 (NP_056268.2) entspricht |
| Quelle                 | Kaninchen                                                                                                                           |
| Kategorie              | Polyklonale Antikörper                                                                                                              |
| Anwendung              | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität       | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                 |
| UniProt-Zugriffsnummer | Q9BV44                                                                                                                              |
| Proteingewicht         | 57kDa                                                                                                                               |
| Versand                | Eisbeutel                                                                                                                           |