

Kaninchen Anti-Ubc Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Cg48

Artikelnummer: CM0026313



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes UBC (Ubiquitin C), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Ubiquitin-Signalweg und Studien zum Proteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HMG20; UBC
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7316
Gen-ID	7316
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem UBC (NP_066289.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0CG48
Proteinmasse	77 kDa
Versand	Eisbeutel