

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Zic1 Für Wb, Elisa - Q15915

Artikelnummer: CM0021880

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen ZIC1, geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. ZIC1 ist ein Zinkfinger-Transkriptionsfaktor, der für die Neurogenese und die Entwicklung des ZNS von entscheidender Bedeutung ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZIC1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ZIC; CRS6; BAIDCS; ZNF201; ZIC1
Art	Mensch
Gen-ID	7545
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 120-210 des humanen ZIC1 (NP_003403.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15915
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku