

Kaninchen-Anti-Znf217 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75362

Artikelnummer: CM0026999



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ZNF217 für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. ZNF217 ist ein Zinkfinger-Transkriptionsrepressor, der die Zellproliferation und AKT-Phosphorylierung fördert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF217 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	ZABC1; ZNF217
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7764
Gen-ID	7764
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-190 des humanen ZNF217 (NP_006517.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75362
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Eisbeutel