

Kaninchen-Igg-Isotypenkontrolle

Artikelnummer: CM0009472

Einführung

Die Kaninchen-IgG-Isotypenkontrolle ist ein mit konjugierter monoklonaler Antikörper, der als Isotypenkontrolle für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC) entwickelt wurde und eine genaue Bewertung des Hintergrundsignals in Immunoassays ermöglicht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-IgG-Isotypenkontrolle
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Kühlakku