

Kaninchen-Igg-Isotypkontrolle - Monoklonale Kaninchen-Igg-Isotypkontrolle

Artikelnummer: CM0008897

Einführung

Diese mit konjugierte monoklonale Kaninchen-IgG-Isotypkontrolle wurde für Anwendungen in der Durchflusszytometrie entwickelt und dient als zuverlässige Negativkontrolle, um bei der Zellanalytik spezifische von unspezifischer Antikörperbindung zu unterscheiden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-IgG-Isotypkontrolle
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein synthetisiertes Peptid, das aus einer Kaninchen-IgG-Isotypkontrolle abgeleitet wurde.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Eisbeutel