

Kaninchen Igg-Isotypkontrolle - Kaninchen Igg-Isotypkontrolle

Artikelnummer: CM0008880

Einführung

Kaninchen IgG-Isotypkontrolle ist ein monoklonaler Antikörper aus Kaninchen, der für die Durchflusszytometrie (FC) entwickelt wurde. Er dient als negative Kontrolle, um unspezifische Bindung und Hintergrundfärbung in Immunoassays zu bewerten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen IgG-Isotypkontrolle
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von der Kaninchen-IgG-Isotypkontrolle
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Eistasche