

Rabbit IgG Isotypkontrolle -

Artikelnummer: CM0004379

Einführung

Der Rabbit IgG Isotypkontrolle ist ein monoklonaler Antikörper für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC). Er dient als negative Kontrolle, um unspezifische Hintergrundsignale von der spezifischen Antikörperfärbung zu unterscheiden. Geeignet für Forschungs- und Diagnosezwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit IgG Isotypkontrolle
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von der Rabbit IgG-Isotypkontrolle
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Eisbeutel