

Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Gegen Sars-Cov-2 Spike S1 Für Wb/If/Elisa - Spike-Glykoprotein

Artikelnummer: CM0002204

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen das SARS-CoV-2 Spike S1 Glykoprotein gerichtet ist. Validiert für Anwendungen in WB, IF/ICC und ELISA, ideal für virologische Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Detail
Produktname	SARS-CoV-2 Spike S1 mAk
Bemerkungen/Alias	Spike-Glykoprotein
Spezies	SARS-COV-2
Gen-ID (Mensch)	SARS-CoV-2
Gen-ID	43740568
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
Versand	Eisbeutel