

Rabif Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - P47224

Artikelnummer: CM0017642



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen RABIF (MSS4, RASGRF3) für WB, IF/ICC, ELISA.

Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte.

Funktioniert im Vesikeltransport über Guanin-Nukleotid-Austausch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RABIF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MSS4; RASGRF3; RASGRF3; RABIF
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5877
Gen-ID	5877
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-123 des menschlichen RABIF (NP_002862.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P47224
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel