

Rad51D Kaninchen-Mak Für Wb Und Elisa - 075771

Artikelnummer: CM0002111



Einführung

Monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes RAD51D (RAD51 Homolog D), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur DNA-Reparatur und homologen Rekombination.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rad51D Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	TRAD; R51H3; BROVCA4; RAD51L3; Rad51D
Spezies	Human
GeneID (Human)	5892
GeneID	5892
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-120 von humanem Rad51D (075771) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	075771
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel