


Rad52 Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - P43351

Artikelnummer: CM0005259



Einführung

Hochwertiger Anti-Rad52 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Spezifisch für humanes Rad52, beteiligt an der Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen und Rekombination. Ideal für die Erforschung von DNA-Schäden und -Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rad52 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RAD52; DNA-Reparaturprotein RAD52 Homolog; Rad52
Spezies	Human
GeneID (Human)	5893
GeneID	5893
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 319-418 von humanem Rad52 (P43351).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P43351
Proteingewicht	13kDa/15kDa/25kDa/46kDa
Versand	Eisbeutel