

Rad54L Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92698

Artikelnummer: CM0020180

Einführung

RAD54L Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu DNA-Reparatur und Rekombination. Swiss-Prot: Q92698.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAD54L Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	HR54; hHR54; RAD54A; hRAD54; RAD54L
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8438
GenID	8438
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 648-747 von menschlichem RAD54L (Q92698) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q92698
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Eisbeutel