


Rala Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11233

Artikelnummer: CM0007712



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes RalA, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und affen RalA-Protein (24 kDa, UniProt P11233), eine GTPase, die an Zellproliferation und Membranverkehr beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RalA Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	RAL; HINCONS; RalA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5898
GenID	5898
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-206 von menschlichem RalA (NP_005393.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Affe
SWISS	P11233
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel