


Rala Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P11233

Artikelnummer: CM0015166



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RALA (Ras-related protein Ral-A), validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu GTPase-Signalgebung, Membranverkehr und Zellteilung. 24 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RALA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAL; HINCONS; RALA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5898
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-206 von humanem RALA (NP_005393.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P11233
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel