

Rangap1 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46060

Artikelnummer: CM0018092



Einführung

RanGAP1 Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches Ran GTPase-aktivierendes Protein 1 (UniProt P46060), einen Schlüsselregulator des RAN-vermittelten Kerntransports. Ideal für Zellbiologie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RanGAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SD, Fug1, RANGAP, RanGAP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5905
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 398-587 von humanem RanGAP1 (NP_002874.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P46060
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel