

Rangap1 Kaninchen Pab - P46060

Artikelnummer: CM0030807



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes RanGAP1 (SWISS: P46060). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung des nukleozytoplasmatischen Transports und der GTPase-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RanGAP1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	SD; Fug1; RANGAP; RanGAP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5905
GenID	5905
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 398-587 des humanen RanGAP1 (NP_002874.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P46060
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel